



COMPACIDADE E ERGONOMIA



SL 300 / SL 400

LÂMPADAS DE FENDA



ESSILOR
INSTRUMENTS



SISTEMA ÓPTICO HD

- Resolução óptica em alta definição, proporcionando visão mais ampla e melhor para mais detalhes das patologias.
- Níveis de ampliação facilmente acessíveis por rotação do tambor.
- Acesso instantâneo a todas as funções graças ao seu design compacto e ergonômico.



ILUMINAÇÃO LED BRILHANTE

- Baixa temperatura de cor e alta intensidade de iluminação para melhor experiência
- Ajuste contínuo da abertura da fenda.
- Maior vida útil e menor consumo de energia.



FILTRO AMARELO INCORPORADO

- Filtro amarelo integrado, junto com filtro azul cobalto, aumenta o contraste da imagem com coloração por fluorescência para uso diário.



INSTALAÇÃO FÁCIL

- Pannel de controle compacto com fonte de alimentação integrada, facilitando a instalação na unidade de refração ou na mesa de instrumentos, mantendo o uso suave na prática clínica.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Ocular com régua de medição, tubo de observação, adaptador para tonômetro.

ESPECIFICAÇÕES

AMPLIAÇÃO

Tipo	Galileu
Cilindro	12,5x
Seleção	Rotação por tambor

Campo de visão

SL300 L	10x (22 mm) – 16x (13,5 mm) – 25x (8,5 mm)
SL400 L	6x (34,7 mm) – 10x (22 mm) – 16x (13,5 mm) – 25x (8,9 mm) – 40x (5,5 mm)

BASE

Movimento longitudinal	110 mm
Movimento lateral	110 mm
Movimento vertical	30 mm
Apoio de queixo (vertical)	80 mm

FENDA

Largura da fenda	Contínua de 0 a 14 mm
Comprimento da fenda	Contínuo de 1 a 14 mm
Abertura	0,2 a 14 mm
Ângulo da fenda	0 a 180°
Inclinação	5°, 10°, 15°, 20°

LÂMPADA DE ILUMINAÇÃO

SL300L/SL400L	Lâmpada LED 3V, 3W
---------------	--------------------

FILTROS – Absorção de calor, ND, livre de vermelho, azul cobalto, filtro amarelo incorporado

Alimentação	220/110V (±10%)
Dimensões e peso	740mm x 450 mm x 530 mm (L/L/A) 22kg

À medida que melhorias são realizadas, estas especificações e imagens não têm caráter contratual e podem ser alteradas sem aviso prévio.



Ligue Fácil:

4000-2925

essilorinstrumentos.com.br

OptiCall (WhatsApp):

(21) 96785-1480



ESSILOR
INSTRUMENTS