

MPH 150



REFRATOR MANUAL

O Refrator manual MPH 150 é um instrumento com robusto e com amplos recursos para quem procura por uma solução eficiente e completa.



MPH 150

REFRATOR MANUAL

pola



ESSILOR
INSTRUMENTS




- Extensa variedade de lentes e filtros que garantem refrações de qualidade na visão de longe e de perto.
- Mecanismo de inclinação que permite fácil convergência de eixos ópticos.
- Design mecânico flexível e de qualidade.
- Avanço rápido das lentes através de um simples botão com movimentação automática dos discos.
- Fácil instalação com auto-equilíbrio para coluna ou braço.

FAIXA DE MEDIDA		LENTES AUXILIARES	
Distância pupilar	50mm ~ 75mm (1.0mm)	Filtro Vermelho/Verde	sim
Esférico	- 19.00D ~ + 16.75D (0.25D e 3.00D)	Filtro polarizante	sim
Cilíndrico	0D ~ -8.00D* (0.25D)	Prisma	6Δ / 10Δ
Eixo	0° ~ 180° (1° / 5° / 15°)	Vermelho Maddox (Horiz./Vert.)	Vermelho/Branco
Prisma	0 ~ 20 Δ (0.1 Δ / 0.5 Δ / 1.0 Δ)	Lentes de retinoscopia	sim
CONVERGÊNCIA (VISÃO DE PERTO)	sim	Cilindro Cruzado (+0.50)	sim
		Pinhole (Eitenopeico)	sim
DISTÂNCIA VÉRTICE	13.75mm	Oclutor	sim
ACESSÓRIOS MÓVEIS		DIMENSÕES E PESO	
Cilindro Cruzado	± 0.25D (± 0.50D em opção)	Máximo	320(L) x 335(A) x 90(P)mm - 4,5kg
Prisma	0 a 20 Δ	CE Conformity marking	
Com lentes adicionais			

ESSILOR INTERNATIONAL © - MPH150 - Ago/25.
Imagens meramente ilustrativas. Melhorias e atualizações podem alterar essas especificações e imagens sem aviso prévio.

FUNÇÕES DO PRODUTO



Ligue Fácil:
4000-2925
essilorinstrumentos.com.br

OptiCall (WhatsApp):
(21) 96785-1480

