



FACETADORA MANUAL DIAFINE

Perfeito acabamento num pisar de olhos

Compacta, silenciosa e prática. A Diafine Essilor é uma facetadora manual para serviços de acabamento e não necessita de água corrente.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

Seu rebolo diamantado trabalha realizando acabamentos em lentes de cristal e resina. Adaptando-se a qualquer espaço disponível em sua bancada, é sem dúvida a solução ideal para quem deseja acabamento, estética e limpeza. Diafine Essilor: a máquina perfeita... E está acabado.

- Facetadoras manuais para serviços de acabamento
- Diafine tradicional: para o chanfrado e polimento de lentes minerais e orgânicas
- Molas diamantadas cônicas de 50mm a 90mm de diâmetro
- Duas faixas de 14mm de largura permitem realizar contrabiseis e chanfrados segundo o ângulo mais apropriado
- Perfil pequeno bisel: o retoque da lente pode ser feito pelo lado direito e/ou esquerdo da mola
- Possibilidades complementares: a realização de um bisel sobre lentes finas (solar, por exemplo) na parte alta da mola
- Lubrificação contínua por lâmina de água, evitando o risco de pingos
- Depósito de água integrado que suprime toda a conexão com água corrente

DADOS TÉCNICOS

- Medidas: L 160 x P 250 x A 170mm
- Peso: 4,6kg
- Consumo: 75W