



PUPILÔMETRO DIGITAL

A medição perfeita das distâncias pupilares

Com a qualidade dos produtos Essilor, o Pupilômetro Digital vem para facilitar a vida do óptico. Exato nas medidas e de fácil manuseio, este instrumento proporciona, mesmo para o balconista iniciante, segurança total na tomada de medidas.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

Leve, prático e portátil, pode ser transportado por toda a óptica, evitando erros e futuras devoluções. O Pupilômetro Digital Essilor traz a precisão absoluta para curta, média e longa distância, o que facilita a adaptação para todos os tipos de lentes — principalmente multifocais. Pupilômetro Digital Essilor, porque é preciso ser preciso.

DADOS TÉCNICOS

- Medida da distância binocular ou monocular para todas as distâncias compreendidas entre o infinito e 35cm
- Apreciação, em caracteres digitais, das distâncias monoculares e binoculares de 48 a 77mm e de 0,5 em 0,5mm.
- Iluminação e fixação digital automática
- Medidas: L250 x P160 x A60mm
- Peso: 720g
- Alimentação: 2 (duas) pilhas de 1,5V

Produto registrado na ANVISA sob o número: 80107049001