

**LOGOS RETROILUMINADOS**  
Um design moderno que impacta visualmente em sua loja.

**ALTURA DA CÂMERA COM AJUSTE AUTOMÁTICO**  
O Visioffice 3 rastreia digitalmente o rosto do cliente, otimizando o processo.

**CÂMERA HD**  
Captação de imagem limpa, facilitando reconhecimento das medidas.

**INTERFACE MODERNA E INTUITIVA**  
Experiência de interface amigável para os profissionais.

**IDENTIFICAÇÃO DE POSICIONAMENTO VIA LASER**  
Posicione o cliente facilmente na distância perfeita na frente do espelho.


ESSILOR INTERNATIONAL - DMK XXXXXX, Agosto/2020, Essilor®, Visioffice®, Eyecode™ and Activisu® são marcas registradas Essilor. Melhorias e alterações podem ser realizadas, alterando estas especificações sem aviso prévio.

# A NOVA GERAÇÃO VISIOFFICE

**VISIOFFICE<sup>®</sup> 3**  
By **ACTIVISU<sup>®</sup>**

# VISIOFFICE® 3: A REFERÊNCIA RENOMADA DE SOLUÇÕES DE MEDIÇÕES ELETRÔNICAS.


Com o seu último design elegante e puro aliado a novas funções, o Visioffice® 3 oferece a alta precisão do alcance do Visioffice. Contribui na criação de uma experiência memorável ao cliente e se institui como uma ferramenta indispensável na venda de lentes de alto nível.



## ESCOLHA DA ARMAÇÃO VALORIZE A SELEÇÃO DA SUA LOJA

Simplifique a escolha de seu cliente tirando fotos e vídeos usando diferentes armações e comparando opções. Este módulo é particularmente apreciado por clientes com alta correção.

- › Detecção automática da face do cliente
- › Navegação fluida da interface
- › Compare diferentes fotos



## MEDIÇÕES EYECODE™ PERSONALIZAÇÃO DE LENTES

Obtenha precisão inigualável de medições graças à tecnologia de reconstrução 3D Activisu, tudo em poucos segundos. Ofereça uma experiência diferenciada ao seu cliente.

- › Distâncias pupilares na visão de longe
- › Alturas do centro óptico na visão de longe
- › Centro de Rotação do Olho (CRO) e Distância Vértice (DV)
- › Inclinação pantoscópica e ângulo de curvatura da armação
- › Olho dominante
- › Distância de leitura
- › Comportamento Visual de Perto CVP


## DÊ UM PASSO ALÉM NA PERSONALIZAÇÃO DE LENTES COM A OPÇÃO H3D

O exclusivo e patenteado protocolo H3D realiza um estudo da postura natural do cliente para assegurar conforto visual e a melhor adaptação dos óculos.

A postura analisada é automaticamente levada em conta nas medições feitas pelos algoritmos Visioffice® 3.



VISIOFFICE® 3  
A PRECISÃO  
DE 0,1 MM



## ILUSTRAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO USUÁRIO ACENTUE O VALOR DAS LENTES PERSONALIZADAS

Este módulo interativo compara os valores genéricos para cada medição com as que você tomou do seu cliente com Visioffice® 3. Ele permite que você explique os benefícios das lentes personalizadas de uma maneira simples e compreensível, e também realçar a experiência do cliente.



## LENTE E OPÇÕES DE TRATAMENTO DEMONSTRAÇÕES REALÍSTICAS E VISUAIS

O novo conteúdo das demonstrações, realçam o estilo de vida dos usuários e as constantes mudanças. É possível escolher de uma seleção de vídeos comparativos para explicar os benefícios de várias opções de lentes e tratamentos.

## CARACTERÍSTICAS

- Câmera HD com altura ajustável e detecção facial automática
- Marcação de posicionamento a laser
- Tela touch HD
- Detecção automática de reflexos da córnea
- Disponível em preto e branco
- Disponível na versão integrada

Dimensões: (A) 2115 x (C) 540 x (P) 480 mm • Amplitude da câmera: (A) 1100/1907 mm