

Destaque o potencial da sua óptica.



Imagem meramente ilustrativa.


Swing⁴
powered by Activis[®]

Completo, compacto e acessível.

essilor
Solutions

Tomada de medidas

Precisão e rapidez nas principais medidas ópticas como: Distâncias pupilar e naso pupilar, altura, ângulo pantoscópico, curvatura da armação, e distância vértice. Facilidade de medição com o uso do clipe especial e marcadores 3D.



Facilidade na escolha da armação

Com a exibição de até 4 imagens simultâneas, seu cliente poderá escolher de forma agradável, a armação que mais combina com suas necessidades e estilo.



Suporte à venda diferenciada

Aumente as vendas de lentes de valor agregado com a facilidade na demonstração dos benefícios das lentes e dos tratamentos como antirreflexo, anti-risco, polarizado e fotossensíveis.

Ligue Fácil
0800 727 2007
www.essilorsolutions.com.br

Características do Swing4

- Câmera com ajuste de altura e base giratória oferecem melhor ergonomia e conforto ao cliente.
- Sistema com iluminação LED para tomada de medidas com reflexo da córnea.
- Software com ferramentas intuitivas.

SWING4
powered by Activisur



Dados técnicos

Espelho
Dimensões: 200 (C) x 200 (L) x 685 (A) mm
Alcance da câmara: 340 mm
Peso: 4 kg

Tela integrada
Computador com tela de 18,5 polegadas.
Acompanha software Swing 4.
Dimensões: 39 (P) x 455 (L) x 342 (A) mm
Peso bruto: 4,62 Kg
O computador e suas configurações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Essilor Solutions
Desde sempre com você.