

COM ELE TUDO É POSSÍVEL.



MR BLUE™ SUN & SPORT. COM RECURSOS EXCLUSIVOS.



 **Mr Blue[®] 2.0**

SUN & SPORT EDITION 

essilor
Solutions

A SOLUÇÃO CERTA PARA AMPLIAR SUAS POSSIBILIDADES.

1 |



- Gere receita adicional por meio de uma oferta extra para produtos de solares e cliques comuns.
- Sistema de estratificação de lente magnética: uma tecnologia patenteada que conecta lentes a praticamente qualquer óculos de grau usando ímãs embutidos nas lentes.
- Curva base combinada, leve, personalizada.
- Um processo especificamente projetado no Mr. Blue Sun & Sport Edition, juntamente com material e suporte disponíveis.

CHEMISTRIE
EYEWEAR THAT CLICKS

2 | ARMAÇÕES COM FACETAS "HALF JACKET"



- Fature alto com a crescente popularidade da prática de esportes. Obtenha uma ampla possibilidade de adequação do friso com o Step Bevel parcial⁽¹⁾, além de alta curva, bisel assimétrico e Step Bevel.
- Um processo dedicado e assistência no seu equipamento, suportando por novas ferramentas.

(1) Inclina uma parte da borda grossa da lente em um passo para encaixar nas estruturas, de modo que somente uma parte da borda seja inserida e as saliências na lente fiquem presas na ranhura da estrutura.

CONDIÇÕES

- "Sun & Sport Edition" e suas características especiais estão disponíveis para cada encomenda de edição "Mr. Blue Sun & Sport Edition", associada a um novo ou já pertencente ao Leitor Mr. Blue ou Leitor Mr. Orange.
- Vídeos tutoriais de uso e manutenção estão disponíveis. (Requer acesso a internet).

Ligue Fácil
0800 727 2007
www.essilorsolutions.com.br

essilor
Solutions
Desde sempre com você.