

SL350 - SL450



TUDO O QUE É ESSENCIAL
PARA O EXAME
DE OLHOS



SL350 - SL450

LÂMPADA DE FENDA

Variedade dos filtros



Ampliações

10x 16x 25x SL350

6x 10x 16x 25x 40x SL450

essilor
Solutions
Oftalmologia





AMPLA OBSERVAÇÃO

- Sistema óptico binocular tipo Galileu que oferece campo de visão ampla e imagens de qualidade.
- Níveis de ampliação facilmente acessíveis por rotação de cilindro.



ILUMINAÇÃO CLARA

- Sistema de iluminação "Haag Streit", com recurso de inclinação de torre em até 20°.
- Ajuste contínuo de abertura de fenda.
- Disponível em fontes de iluminação halógenas ou LED.



BASE INTEGRADA

- Fácil instalação e montagem, com base integrada ao apoio de queixo.

OPÇÕES

- Filtro amarelo, filtro polarizado, adaptador de tonômetro.

AMPLIAÇÃO		FENDA	
Tipo	Galiléico	Largura de fenda	Contínuo de 0 a 14mm
Cilíndrico	12.5x	Comprimento de fenda	Contínuo de 1 a 14mm
Seleção	Tambor de rotação	Abertura	de 0.2 a 14mm
Campo de visão		ângulo de fenda	de 0 a 180°
SL350L/SL350H	10x (22mm) - 16x (13.5mm) - 25x (8.5mm)	Tilt	5, 10, 15, 20°
		ILUMINAÇÃO	
		SL350H/SL450H	6V, 20W lâmpada halógena
SL450L/SL450H	6x (34.7mm) - 10x (22mm) 16x (13.5mm) - 25x (8.5mm) 40x (5.5mm)	SL350L/SL450L	3V,3W Lâmpada LED
		FILTROS	
		Absorção de Calor, Densidade Neutra 13%, Livre de vermelho, Azul cobalto	
		FONTE DE ENERGIA	
		220/110V (±10%)	
		DIMENSÃO E PESO	
		450 (L) x 550 (P) x 740 (A) mm 22kg	
BASE		CE Conformity marking	
Movimento longitudinal	110 mm		
Movimento lateral	110 mm		
Movimento vertical	30 mm		
Descanso de queixo (vertical)	80 mm		



Ligue Fácil:

0800 727 2007

www.essilorsolutions.com.br