

SL 500L



ALTA PERFORMANCE EM CONTATOLOGIA



SL500L

LÂMPADA DE
FENDA DIGITAL

Variedade dos filtros



Ampliações




Iluminação



essilor
Solutions
Oftalmologia





EXAME MINUCIOSO

- Sistema óptico de alta qualidade que oferece campo de visão amplo e imagens claras e nítidas.
- 5 aumentos que permitem observar os mais finos detalhes.
- Vários ajustes de fenda e opções de filtro proporcionam flexibilidade na visualização das diferentes estruturas do olho.
- Filtro amarelo integrado e iluminação de fundo proporciona condições excelentes de exame.



ILUMINAÇÃO EM LED

- Luz mais brilhante e mais homogênea.
- Exame sem emissão de calor.
- Longa durabilidade e custo de manutenção substancialmente reduzido.



CAPTURA DE IMAGEM E VÍDEO (OPCIONAL)

- Combinado com o DS 550 e o programa ANAEYES, existe a possibilidade de capturar sequências de imagens e vídeos.

AMPLIAÇÃO		FENDA	
Tipo	Ocular tipo Galileu	Largura da fenda	Contínuo de 0mm a 12mm
Óculo padrão	12.5x	Comprimento da fenda	Contínuo de 0mm a 12mm
Seleção	Cilindros de rotação de 5 posições	Ângulo da fenda	0 a 180° com capacidade de scanear horizontal
Campo de visão	6x (37 mm)	ILUMINAÇÃO	LED
	10x (24 mm)		
	16x (14 mm)		
	25x (8 mm)		
	40x (5.2 mm)		
BASE		DIMENSÕES DE PESO	
		Mesa	255(L) X 320 (P) x 430 (A) mm
		FONTE DE ENERGIA	
		Consumo	100-120V, 220-240V AC AV
OPÇÕES		FILTROS	Azul, Vermelho-livre, Vermelho e Amarelo
	Filtro polarizado Lentes Hruby Tonômetro de aplanção	DIMENSÕES DE PESO	
		DS 550 Câmera digital	1/1.8 CCD type Número de pixels efetivo: 2 MP



Ligue Fácil:

0800 727 2007

www.essilorsolutions.com.br