

SL 550L



SUA SOLUÇÃO PARA UM EXAME DE OLHOS COMPLETO



SL550L

LÂMPADA DE
FENDA DIGITAL

Variedade dos filtros




Ampliações




Iluminação



essilor
Solutions
Oftalmologia





EXAME MINUCIOSO

- Sistema óptico de alta qualidade oferece campo de visão amplo e imagens claras e nítidas.
- 5 aumentos que permitem observar os mais finos detalhes.
- Função de inclinação de luz combinada com vários ajustes de fenda e opções de filtro, proporcionando flexibilidade na visualização de diferentes estruturas do olho.
- Filtro amarelo integrado e iluminação de fundo que proporciona condições excelentes de exame.



ILUMINAÇÃO LED COM TECNOLOGIA DE PONTA

- Luz mais brilhante e mais homogênea.
- Exame muito confortável para o paciente sem emissão de calor.
- Longa durabilidade e custo de manutenção substancialmente reduzido.



CAPTURA DE IMAGEM E VÍDEO (OPCIONAL)

- Combinado com o DS 550 e o programa ANAEYES, existe a possibilidade de capturar sequências de imagens e vídeos.

AMPLIAÇÃO		FENDA	
Tipo	Ocular tipo Galileu	Largura da fenda	Contínuo de 0mm a 12mm
Óculo padrão	12.5x	Comprimento da fenda	Contínuo de 0mm a 12mm
Seleção	Cilindros de rotação de 5 posições	Ângulo da fenda	0 a 180° com capacidade de scaneamento horizontal
Campo de visão	6x (37 mm)	Inclinação	5, 10, 15, 20°
	10x (24 mm)	LÂMPADA DE ILUMINAÇÃO	
	16x (14 mm)	LED	
	25x (8 mm)	FILTROS	
40x (5.2 mm)	Azul, Vermelho-livre, Neutro (uso normal), Vermelho e Amarelo		
BASE		DIMENSÕES DE PESO	
Movimento longitudinal	113mm	255(L) X 320 (P) x 665 (A) mm - 8kg	
Movimento lateral	107mm	FONTE DE ENERGIA	
Movimento vertical	30mm	100-120V, 220-240V AC	
Descanso de queixo (vertical)	66mm	Consumo	25 AV
OPÇÕES		DS 550	1/1.8 CCD type
Filtro polarizado		Câmera digital	Número de pixels efetivo: 2 MP
Lentes Hruby			
Tonômetro de aplanção			
		CE Conformity marking	



Ligue Fácil:

0800 727 2007

www.essilorsolutions.com.br