


CS 550



TELA DE ALTA DEFINIÇÃO



CS 550

TELA DE
OPTOTIPOS 19"




Min.: 1,5 m
Max.: 6 m




essilor
Solutions
Oftalmologia





AVALIAÇÃO VISUAL DE ALTA QUALIDADE

- Mais de 100 tipos de exames.
 - Acuidade visual: Snellen, Landolt C, símbolos para crianças, números e letras incluindo ETDRS.
 - Testes especiais: contraste, visão binocular, Aniseiconia, vermelho/verde, Astigmatismo...



- Randomização de optotipos.
- Função «espelhar» para optotipos, para ambientes pequenos.
- 2 tipos de progressão disponíveis: tipo A e tipo B.



COMUNICAÇÃO COM REFRATOR

- Pode ser gerenciado por controle remoto, ou por unidades de refração Essilor.*

TAMANHO DA TELA	19"	GRÁFICOS DE TESTE	Tipo A (indicação decimal)
LUMINOSIDADE	80 - 320Cd/M ²		Tipo B (Indicação por sistema métrico, ou por Pés)
CONTRASTE	De 100% para 1.5%		Letras, Landolt C, Números, Letras, Snellen, Gráficos para crianças,
DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO	1.5 to 6m		Astigmatismo, Visão binocular,
NÚMERO DE EXAMES	100		Coincidência (Aniseiconia), Vermelho/Verde, Heteroforia, Visão estereoscópica
CONFIGURAÇÕES DE PROGRAMAS	2 sequências de testes específicas programáveis		Máscaras e testes
ACESSÓRIOS PADRÃO	Mini cabo USB para carregar o controle remoto, Suporte para fixar na parede	DIMENSÕES E PESO	436(L) x 362(A) x 60(P)mm - 5.5kg
		FONTE DE ENERGIA	AV 100-120V/220-240V, 50-60Hz
		CE Conformity marking	

FUNÇÕES DO PRODUTO



Tamanho da tela



Distância de projeção



Conexão wireless



Ligue Fácil:

0800 727 2007

www.essilorsolutions.com.br

essilor
Solutions