



CONFORTO VISUAL PARA O PACIENTE.
EXAMES FÁCEIS E FLEXIVEIS.



VISION-C 600

TELA POLARIZADA DE ALTA RESOLUÇÃO







24_{POL} TELA LCD POLARIZADA

Vários gráficos de alta resolução desenvolvidos especificamente para testes visuais, atendendo a todos os padrões da oftalmologia.

APARÊNCIA ELEGANTE

Complemente seu consultório com design moderno e elegante.

AMPLA GAMA DE TESTES



ACUIDADE VISUAL:

Anéis de Landolt, Letras, 'E' direcional, LogMar, Optotipos infantis

TESTES ESPECIAIS:

Binocular & fusão, Esteropsia, Estrabismo, Aniseiconia, Vermelho/verde, Foria

OUTROS:

Visão de cores, Função aleatória, Sensibilidade ao contraste etc.

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho da tela:

24" LED

Luminosidade:

Max 250 cd/m²

Resolução:

1920 x 1080

Distância de projeção:

3m-8m

Tamanho da janela do gráfico:

293.2 x 521.3

Gráficos:

Consulte o manual do Vision-R

Dimensões:

393 (A) x 612 (L) x 71 (P)

Peso:

7.9kg

Alimentação:

12V - 5A (AV 100-120V/220-240V)

Consumo de energia:

Menor que 60W

CE Conformity marking

À medida que são feitas melhorias, estas especificações e imagens não são contratualmente vinculativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

CONTROLE ERGONOMICO

Integrado com os forópteros Vision R 700 e Vision R 800 da Essilor.




CUSTOMIZÁVEL

Rápido e fácil de personalizar a exibição do gráfico.



VÁRIAS OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

Selecione sua distância de refração entre 3-8m com modo direto ou espelho.




Tamanho da tela



Polarização linear



Conectividade IR&IP



Estética 28mm



Ligue Fácil
0800 727 2007
www.essilorinstruments.com.br

