

# MEDIÇÕES FACILITADAS



eye-ruler<sup>2</sup>

MEDIÇÕES DIGITAIS EM IPAD



# eye-ruler<sup>2</sup>

## UMA COMBINAÇÃO ÚNICA DE TECNOLOGIAS DE PONTA




Eye-Ruler™ 2 é uma solução compacta de medição baseada em iPad® fornecendo parâmetros de centralização altamente precisos, para lentes de nível básico aos mais avançados.

Também inclui um módulo de comparação de armações que permite ao óptico e ao cliente escolher a melhor armação para ele.




## ESCOLHA A ARMAÇÃO PERFEITA PARA O SEU CLIENTE



### ESCOLHA DA ARMAÇÃO

- Selecione e compare até 4 armações.
- Envie as fotos para o seu cliente por email.





## FÁCIL DE USAR & PROCESSO DE MEDIÇÃO EFICIENTE



### MEDIÇÕES PARA LONGE

- Distâncias pupilares
- Alturas de montagem
- Alturas de segmento para bifocais
- Distância vértice
- Inclinação Pantoscópica
- Ângulo de curvatura da armação
- Dimensões da armação
- Diâmetro efetivo das lentes




### MEDIÇÕES PARA PERTO

- Distâncias pupilares
- Alturas de montagem
- Distância de leitura


#### Medidas exclusivas Essilor:

- CVP - Comportamento na Visão de Perto para lentes Varilux® XR track lite™.



### RESULTADOS DAS MEDIÇÕES

- Exibição amigável com todos os resultados unificados.
- 2 telas de exibição disponíveis: gráfico e tabela.



# O MAIS COMPACTO DISPOSITIVO DE MEDIÇÃO

Eye-Ruler™ 2 é um dispositivo compacto rápido e fácil de instalar, encaixando na maioria dos iPads mais novos e fácil de usar.



RÁPIDO & FÁCIL DE INSTALAR



AMPLA COMPATIBILIDADE  
COM IPAD®



ULTRA-LEVE



FÁCIL DE USAR



ÚLTIMAS TECNOLOGIAS  
INCORPORADAS (Bluetooth® de baixo consumo)



©Essilor International – Outubro 2023. Essilor® e Eye-Ruler™ 2 são marcas comerciais da Essilor International. ©2023 Apple Inc. Todos os direitos reservados. Apple, o logo da Apple, iPad® são marcas comerciais da Apple Inc, registradas nos EUA e outros países. A marca nominativa e os logotipos Bluetooth são marcas registradas de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. qualquer uso de tais marcas pela Essilor International está sob licença.

ESSILOR INTERNATIONAL © - Setembro 2024. Imagens meramente ilustrativas.

