

A SOLUÇÃO RÁPIDA
PARA MEDIDAS



EYEPARTNER [2]
By ACTIVISU

MERGULHE NA EXPERIÊNCIA DA MEDIÇÃO DIGITAL




EYEPARTNER 2

By ACTIVISU®

A SOLUÇÃO RÁPIDA DE MEDIDAS DIGITAIS



Com design arrojado e interface amigável para navegação ágil, o EyePartner 2 dá dá ao consumidor uma experiência única e emersiva. EyePartner 2 se torna parte da jornada do cliente, como ferramenta de medição concíavel e inovador.



ESCOLHA DA ARMAÇÃO

Simplifique a escolha da armação para seus clientes registrando diferentes modelos e assim comparando-os. Usado principalmente para clientes com altas correções.

- › Navegação fluida com interface facilitada
- › Compare imagens diferentes.

One Shot
By ACTIVISU®



ONE SHOT

Basta uma foto para tomar as DNP's e Alturas necessárias para fazer uma montagem precisa.

2088

1950*

1050*


440

440

*Amplitude da câmera - Dimensões em mm



MEDIDAS



Obtenha precisão e personalize as medidas graças ao “3D reconstruction Technology” em poucos segundos.

- › Distâncias Pupilares
- › Alturas para visão de longe
- › Distância ao Vertice
- › Ângulo Pantoscópico
- › Curvatura da armação



LENTE E TRATAMENTOS



Principais pontos e vantagens para personalizar suas vendas

- › Características de Lentes
- › Benefícios de tratamentos



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Câmera em HD oculta no espelho • Detecção do reflexo da córnea • Tela touch ajustável de 13.3”
• Disponível apenas na cor branca

Dimensões: (A) 2088 x (L) 440 x (P) 440 mm • Amplitude da câmera: (A) 1050/1950 mm

CARACTERÍSTICAS

- Camera HD com imagem de alta qualidade

- Tela capacitiva de 13,3" para uma navegação suave

- Iluminação em backlight moderna

- Interface intuitiva , amigável e rápida, com experiencia amigável.



© Essilor International – Essilor® and EyePartner® 2 are trademarks of Essilor International.



Ligue fácil:
4000-2925
Opticall (WhatsApp):
(21) 96785-1480

