




MEDIDAS PRECISAS,
PERSONALIZADAS E
INTEGRADAS.

VISOFFICE[®] IN
By ACTIVISU[®]



VISIOFFICE® 3 IN: A REFERÊNCIA RENOMADA DE SOLUÇÕES DE MEDIÇÕES ELETRÔNICAS.


Com o seu design clean e elegante aliado às novas funções, o Visioffice® IN oferece a alta precisão do alcance do Visioffice. Contribui na criação de uma experiência memorável ao cliente e se institui como uma ferramenta indispensável na venda de lentes de alto nível.



ESCOLHA DA ARMAÇÃO VALORIZE A SELEÇÃO DA SUA LOJA

Simplifique a escolha de seu cliente tirando fotos e vídeos usando diferentes armações e comparando opções. Este módulo é particularmente apreciado por clientes com alta correção.


- › Detecção automática da face do cliente
- › Navegação fluida da interface
- › Compare diferentes fotos



MEDIÇÕES EYECODE™ PERSONALIZAÇÃO DE LENTES

Obtenha precisão inigualável de medições graças à tecnologia de reconstrução 3D Activisu, tudo em poucos segundos. Ofereça uma experiência diferenciada ao seu cliente.

- › Distâncias pupilares na visão de longe
- › Alturas do centro óptico na visão de longe
- › Centro de Rotação do Olho (CRO) e Distância Vértice (DV)
- › Inclinação pantoscópica e ângulo de curvatura da armação
- › Olho dominante
- › Distância de leitura
- › Comportamento Visual de Perto CVP



DÊ UM PASSO ALÉM NA PERSONALIZAÇÃO DE LENTES COM A OPÇÃO H3D

O exclusivo e patenteado protocolo H3D realiza um estudo da postura natural do cliente para assegurar conforto visual e a melhor adaptação dos óculos.

A postura analisada é automaticamente levada em conta nas medições feitas pelos algoritmos Visioffice® IN.



VISIOFFICE® 3 IN
COM PRECISÃO
DE 0,1 MM





ILUSTRAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO USUÁRIO ACENTUE O VALOR DAS LENTES PERSONALIZADAS

Este módulo interativo compara os valores genéricos para cada medição com as que você tomou do seu cliente com Visioffice® 3. Ele permite que você explique os benefícios das lentes personalizadas de uma maneira simples e compreensível, e também realçar a experiência do cliente.



LENTE E OPÇÕES DE TRATAMENTO DEMONSTRAÇÕES REALÍSTICAS E VISUAIS

O novo conteúdo das demonstrações, realçam o estilo de vida dos usuários e as constantes mudanças. É possível escolher de uma seleção de vídeos comparativos para explicar os benefícios de várias opções de lentes e tratamentos.

CARACTERÍSTICAS VISIOFFICE® IN

Câmera HD com altura ajustável e detecção facial automática • Tela touch HD • Detecção automática de reflexos da córnea • Disponível na versão integrada. • Dimensões: Tamanho do espelho: 29,5 cm x 130,7 cm (L x A) • Profundidade da caixa: 17,6cm.

VISIOFFICEIN

LOGOS RETROILUMINADOS

Um design moderno que impacta visualmente em sua loja.

CÂMERA HD

Captação de imagem limpa, facilitando reconhecimento das medidas.

ALTURA DA CÂMERA COM AJUSTE AUTOMÁTICO

O Visioffice 3 rastreia digitalmente o rosto do cliente, otimizando o processo.

INTERFACE MODERNA E INTUITIVA

Experiência de interface amigável para os profissionais.



Ligue fácil:

4000-2925

Opticall (WhatsApp):

(21) 96785-1480

www.essilorinstruments.com.br