



CONFORTO VISUAL PARA O PACIENTE.  
FACILIDADE E FLEXIBILIDADE PARA O  
PROFISSIONAL DE SAÚDE.



**VISION-C 600**

TELA DE GRÁFICO POLARIZADO



**ESSILOR**  
INSTRUMENTS




## 24 POLEGADAS TELA LCD POLARIZADA

Diversos gráficos de alta resolução desenvolvidos especificamente para testes visuais, atendendo a todos os padrões de optometria.

## APARÊNCIA E SENSAÇÃO ELEGANTES

Complemente seu equipamento com um design moderno e elegante.

### AMPLA GAMA DE TESTES



#### ACUIDADE VISUAL:

Landolt C, Letras, Analfabeto E, LogMar, Optotipos Infantis

#### TESTES ESPECIAIS:

Visão binocular e fusão, estereopsia, estrabismo, aniseiconia, visão vermelho/verde, foria

#### OUTRO:

Visão de cores, função aleatória, Sensibilidade ao contraste, etc.

### ESPECIFICAÇÕES

#### Tamanho da tela:

24" LED

#### Luminosidade:

Máx. 250 cd/m²

#### Resolução:

1920 x 1080 px

#### Distância de projeção:

3m-8m

#### Tamanho da janela do gráfico:

293.2 x 521.3mm

#### Gráficos:

Consulte o manual do Vision-R.

#### Dimensões:

393 (L) x 612 (W) x 71 (D) mm

#### Peso:

7.9kg

#### Fonte de energia:

12V - 5A (AV 100-120V/220-240V)

#### Consumo de energia:

Menos de 60W

CE Conformity marking

À medida que melhorias são feitas, estas especificações e imagens não são contratualmente vinculativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

### CONTROLE ERGONÔMICO

Totalmente integrado à gama de forópteros Essilor para facilidade de uso e refração automatizada.




### PERSONALIZÁVEL

Rápido e fácil de personalizar a exibição do gráfico.



### MÚLTIPLAS OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

Selecione a distância de refração entre 3 e 8 metros no modo direto ou no modo espelhado.




Tamanho da tela



Polarização Linear



Conectividade IR&IP



28 mm esteticamente



Ligue fácil:

**4000-2925**

Opticall (WhatsApp):

**(21) 96785-1480**

[www.essilorinstruments.com.br](http://www.essilorinstruments.com.br)

